

## Dane techniczne Dräger DrugCheck 3000

Badany materiał:	Płyn z jamy ustnej
Odczyt wyników:	Wizualnie
Wykrywalne substancje:	Amfetamina (AMP), Benzodiazepiny (BZO), Metamfetamina (MET), Kokaina (COC), Knopie indyjskie (THC), Opiaty (OPI)
Poziom graniczny w ng/ml	
Amfetamina (AMP):	50
Benzodiazepiny (BZO):	15
Metamfetamina (MET):	50
Kokaina (COC):	20
Knopie indyjskie (THC):	15/25
Opiaty (OPI):	20
Wymiary (sz. x wys. x gł.):	32mm x 111mm x 57mm
Waga:	< 30g
Warunki otoczenia	
Temperatura pracy:	5°C ÷ 40°C
Temperatura magazynowania:	4°C ÷ 25°C
Wilgotność względna:	5% - 95%
Czas pomiaru:	3min ÷ 5min
Licencje i normy:	Do użytku pozamedycznego (Non-IVD) lub kryminalistycznego